



### Separador de grasa CERAMO® SUPERFLEX

MNE-1	Separador de grasa CERAMO SUPERFLEX presión de separación 1,2 N	MNE-3V	Separador de grasa CERAMO SUPERFLEX presión de separación 0,6 N, 2x3 dientes
MNE-2	Separador de grasa CERAMO SUPERFLEX presión de separación 0,6 N	MNE-4	Separador de grasa CERAMO SUPERFLEX presión de separación 0,6 N, 1 diente
MNE-3	Separador de grasa CERAMO SUPERFLEX, pequeño, presión de separación 0,6 N		



Este producto sanitario se suministra no estéril. Se debe procesar antes del uso. Antes de reprocesarlo, el riesgo del instrumento se debe evaluar de acuerdo con las directrices del Instituto Robert Koch (RKI) (A/B/C no crítico/semicrítico/crítico). Los separadores de grasa CERAMO® SUPERFLEX solo los deben usar, procesar y eliminar personal médico cualificado. El separador de grasa CERAMO® SUPERFLEX está destinado a un uso a corto plazo.

#### 1) Fin previsto

Los separadores (retractores) y los componentes separadores utilizados de forma invasiva en cirugía y durante períodos cortos se utilizan para separar o retraer diversas estructuras tisulares, como piel, huesos, músculos y órganos. Los separadores de grasa CERAMO® SUPERFLEX se utilizan en particular para la separación temporal de tejidos superficiales.

#### 2) Indicaciones

Intervenciones quirúrgicas que requieren la separación y retención temporal de diferentes estructuras tisulares, como piel, huesos, músculos y órganos, para permitir el acceso a la estructura corporal que se debe tratar. La elección del separador de grasa CERAMO® SUPERFLEX depende de las condiciones anatómicas y fisiológicas, así como del campo de aplicación. Asegúrese de que los separadores o las hojas del separador tengan el tamaño correcto y suficiente estabilidad.

#### 3) Contraindicación

Están contraindicadas todas las aplicaciones contrarias a las propiedades físicas o mecánicas de cada modelo. No existen contraindicaciones generales para el uso de los separadores de grasa CERAMO® SUPERFLEX. Sin embargo, se deben tener en cuenta los mayores riesgos que pueden derivarse de las condiciones anatómicas y fisiológicas, así como del cuadro clínico del paciente.

#### 4) Posibles reacciones adversas

En la literatura médica, se describen las siguientes reacciones adversas que también pueden darse durante el uso previsto de los separadores.

- Infecciones
- Trastornos de la cicatrización
- Lesiones de estructuras (tejidos, nervios, vasos)
- Necrosis



5) Antes de la utilización	
El separador de grasa CERAMO® SUPERFLEX se entrega sin esterilizar y el usuario lo deberá limpiar y esterilizar antes del primer uso y de cada uso posterior (ver "Reprocesado").	
	<p>El separador de grasa CERAMO® SUPERFLEX debe manipularse con cuidado durante el almacenamiento, transporte y limpieza.</p> <p>Para prevenir daños consecuenciales, evite golpes y cargas puntuales en el El separador de grasa CERAMO® SUPERFLEX.</p> <p>Antes de cada uso se requiere una comprobación de seguridad. Esté atento a las zonas de bordes afilados, grietas, roturas, averías mecánicas y componentes faltantes (ver "Mantenimiento, inspección y comprobación de funcionamiento").</p> <p>Utilice únicamente productos íntegros y esterilizados.</p> <p>Antes de utilizar el separador de grasa CERAMO® SUPERFLEX, asegúrese de que el campo quirúrgico esté correctamente preparado.</p>
6) Procesado:	
<p><b>Restricción del reprocesado:</b></p> <p>El reprocesado frecuente tiene pocas repercusiones en estos instrumentos. El final de la vida útil del producto suelen determinarlos el desgaste y los daños derivados del uso.</p>	
	El producto sanitario se debe procesar antes del uso. Antes de reprocesarlo, su riesgo se debe evaluar de acuerdo con las directrices del Instituto Robert Koch (RKI) (A/B/C no crítico/semicrítico/crítico).
	El separador de grasa CERAMO® SUPERFLEX debe manipularse con cuidado durante el almacenamiento, transporte y limpieza. Para prevenir daños consecuenciales, evite golpes y cargas puntuales en el El separador de grasa CERAMO® SUPERFLEX.
	<p>No limpie los instrumentos CERAMO® (reconocibles por su superficie marrón-negra) ni los instrumentos de titanio con métodos oxidativos (métodos que utilizan peróxido de hidrógeno H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, p. ej., Orthovario u Oxivario de Miele). La aplicación de estos procedimientos provoca la extracción del titanio. Con el tiempo, acaban destruyéndose los instrumentos de titanio o el recubrimiento CERAMO®, que contiene titanio.</p> <p>Los instrumentos con mangos de plástico Propylux tampoco deben limpiarse con métodos oxidativos. Estos procesos producen un envejecimiento termooxidativo del material. Puede que no haya decoloración o fragilidad que lo hagan visible.</p>
Lugar de utilización:	Prelimpieza: inmediatamente después de finalizar la intervención, se deben eliminar de los instrumentos los residuos de sangre, tejidos y medicamentos con un paño/una toallita de papel desechable y someterlos a una limpieza automática.
Almacenamiento: según § 4 MPBetreibV (Reglamento alemán para usuarios de productos médicos)	El separador de grasa CERAMO® SUPERFLEX se debe almacenar seco, a temperatura ambiente, limpio, protegido de daños e influencias mecánicas. Se recomienda reprocesar los instrumentos inmediatamente después de su uso, ya que cuesta eliminar los residuos secos de zonas de difícil acceso. No los sumerja en soluciones de NaCl (de lo contrario, existe riesgo de corrosión por picadura o de corrosión por tensiofisuración).



Desmontaje	Ver 7) Configuración y utilización
Prelimpieza manual	<p>Enjuague los instrumentos con agua corriente fría de calidad potable (&lt;40 °C) hasta haber eliminado toda la contaminación visible. La suciedad adherida debe eliminarse con un cepillo suave (no de alambre). Las cavidades, hendiduras y ranuras se deben enjuagar a conciencia (&gt;10 s) con agua corriente fría (&lt;40 °C) de calidad de agua potable utilizando una pistola de agua a presión (o similar). Introduzca los productos en un baño de detergente combinado. Utilice únicamente una solución aprobada de un detergente sin efecto fijador de proteínas. Observe al respecto las instrucciones del fabricante del detergente y desinfectante. Asegúrese de que todas las zonas del instrumento entren en contacto con el detergente. En caso necesario, someta los componentes móviles del instrumento a movimientos de vaivén.</p> <p><u>Procedimientos validados:</u></p> <p><b>Prelimpieza manual</b></p> <p>Equipamiento: lavabo, cepillo suave  Detergente: neodisher® MediClean forte  Proporción de mezcla: del 0,5 al 2 % en agua del grifo  Temperatura: temperatura ambiente (23°C)  Tiempo de exposición: 10 – 30 min.</p> <p>Durante el tiempo de exposición, elimine la suciedad más incrustada con cepillos adecuados.</p> <p>Enjuague los instrumentos un minuto bajo agua desionizada fría.</p>
Limpieza/desinfección	<p>Se sobreentiende que para la limpieza y desinfección se utilizarán productos comercialmente disponibles y aprobados para la aplicación. Asimismo, se sobreentiende que se respetarán las concentraciones, los tiempos de exposición y las temperaturas recomendados.</p> <p>Siempre que sea posible, se debe privilegiar una lavadora desinfectadora que utilice desinfección térmica.</p>
Limpieza: automática	<p>Evite llenar en exceso las bandejas de instrumentos y las de lavado; utilice únicamente soportes de instrumentos adecuados.</p> <p>Asegúrese especialmente de que las puntas no se atasquen en la malla al introducir y retirar los instrumentos en/de las cestas de malla. Al reprocesarlos o desmontarlos, los instrumentos articulados deben estar abiertos.</p> <p>En caso necesario, afloje los muelles.</p> <p><u>Procedimiento validado:</u></p> <p>Equipamiento: lavadora-desinfectadora automática G 7835 CD (Miele)  Detergente: neodisher® MediClean forte (Dr. Weigert)</p> <p><u>Preparativos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los instrumentos articulados se deben introducir en el aparato con las articulaciones abiertas y de forma que el agua pueda salir por las cavidades y los orificios ciegos.</li> <li>• Asegúrese también de enjuagar completamente el interior de todas las cavidades.</li> <li>• Se debe tener cuidado de no crear sombras de lavado.</li> </ul>



	<p><u>Parámetro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prelavado durante 3 min. con agua fría (&lt; 40 °C)</li> <li>• Vaciado</li> <li>• Limpieza durante 10 min. con una solución al 0,5 - 1 % de neodisher® MediClean forte en agua del grifo a 55 °C</li> <li>• Vaciado</li> <li>• Enjuagado durante 2 min. con agua del grifo (&lt; 40 °C)</li> <li>• Vaciado</li> <li>• Enjuagado durante 1 min. con agua fría desionizada (&lt; 30 °C)</li> <li>• Vaciado</li> <li>• Termodesinfección durante 5 min. con agua desionizada (&gt;90 °C)</li> <li>• Secado durante 30 min. (&gt; 50 °C)</li> </ul> <p>Después de la limpieza automática, se deben inspeccionar en particular las cavidades, los orificios ciegos, etc., para comprobar si hay suciedad visible. En caso necesario, repita el ciclo o realice una limpieza manual.</p>
Limpieza manual	<p><u>Procedimiento validado</u>  Equipamiento: Bandelin Sonorex Digitec  Detergente: neodisher® MediClean forte (Dr. Weigert)  Desinfectante: Korsolex® med AF</p> <p><u>Prelimpieza</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumerja los instrumentos 10 min. en agua fría.</li> <li>• Accione los componentes móviles en todo su radio de movimiento.</li> <li>• Limpie los instrumentos con un cepillo suave hasta que no haya contaminación visible.</li> <li>• Enjuague los instrumentos durante al menos 20 segundos con una pistola de agua a presión.</li> </ul> <p><u>Limpieza por ultrasonidos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposición ultrasónica durante 10 min. a &lt; 40 °C con una solución del detergente del 0,5 - 3 % a 35 kHz</li> </ul> <p>Después de la exposición ultrasónica, enjuague los instrumentos durante al menos 20 segundos con una pistola de agua a presión. Enjuague los instrumentos con agua del grifo durante 10 segundos. Para el aclarado final, utilice agua desionizada. Asegúrese de que no queden residuos en los productos. Enjuague los instrumentos durante al menos 30 segundos con agua desionizada.</p>
Desinfección manual	<p>Las soluciones desinfectantes se pueden utilizar de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta (ver instrucciones del fabricante del producto químico).</p> <p>Para el aclarado final, utilice agua desionizada. Asegúrese de que no queden residuos en los productos. Después de la limpieza, sumerja los productos 5 minutos en un baño de ultrasonidos (35 kHz, &lt;40 °C) con un desinfectante adecuado (p. ej., 0,5 % Korsolex® med AF).</p>



	<p>Asegúrese de que todas las superficies estén humedecidas con el desinfectante. En caso necesario, mueva las piezas móviles en el baño de desinfección.</p> <p>Después de la desinfección, enjuague meticulosamente todos los productos con agua desionizada (&gt; 1 min.) para eliminar el desinfectante.</p>
Secado:	<p>Si el secado forma parte del ciclo de limpieza/desinfección, no se deben superar los 120 °C. A continuación, realice el secado con aire comprimido adecuado, de acuerdo con las recomendaciones del RKI. Preste especial atención al secado de las zonas de difícil acceso.</p>
Montaje	<p>Ver 7) Configuración y utilización</p>
Mantenimiento:	<p>Si los instrumentos llevan componentes móviles expuestos a la fricción (p. ej., articulaciones), se debe aplicar un spray de alta calidad para instrumentos soluble en agua. Estos puntos llevan también el correspondiente símbolo de la aceitera. </p>
Control y comprobación del funcionamiento	<p>Antes de cada uso se debe realizar una comprobación de seguridad de los instrumentos. Esté atento a las zonas de bordes afilados, grietas, roturas, averías mecánicas y componentes faltantes.</p> <p>Es necesario comprobar la suavidad de marcha de los instrumentos con componentes móviles (se debe evitar una holgura excesiva). Compruebe los mecanismos de bloqueo.</p> <p>Todos los instrumentos: lleve a cabo una inspección visual con una lámpara de aumento para detectar daños y desgaste. Preste especial atención a los puntos críticos de los componentes móviles y de la zona de trabajo, como la integridad de la geometría y del perfil en la zona funcional.</p> <p>Los instrumentos dañados o deteriorados se deben retirar, limpiar y desinfectar antes de devolverlos al fabricante. Puede solicitar al fabricante un certificado de confirmación de este procedimiento.</p> <p>Los instrumentos que ya no se puedan reparar se deben eliminar como chatarra de acuerdo con la práctica hospitalaria.</p> <p>Especialmente en el caso de instrumentos quirúrgicos con puntas o bordes afilados, se debe asegurar un almacenamiento seguro en un recipiente desechable resistente a las perforaciones y a la rotura. No utilice instrumentos dañados.</p>
Embalaje:	<p>Individual: según las normas de la serie EN 868, EN ISO 11607 y DIN 58953.</p> <p>Kits: clasifique los instrumentos en bandejas previstas para este fin o colóquelos en bandejas de esterilización de uso general. El embalaje de las bandejas requiere un método adecuado.</p>
Esterilización:	<p>Esterilización por vapor en el proceso de vacío fraccionado a 134 °C (como mín. 5 minutos de tiempo de mantenimiento) en un aparato según DIN EN 285; ¡procesos de esterilización validados! Para evitar manchas y corrosión, el vapor no debe contener otras sustancias. La norma DIN EN 285 determina los valores límite recomendados de las sustancias que pueden contener el agua de alimentación y el condensado de vapor.</p>



	<p><u>Procedimiento validado:</u>                  Equipamiento: Selectomat HP (MMM)                  1. 3 fases de prevacío                  2. Temperatura de esterilización 132 °C                  3. Tiempo de mantenimiento: 4 min.                  4. Tiempo de secado: mín. 20 min.</p>
Almacenamiento:	Según § 4 MPBetreibV y las normas de la serie DIN EN 868, DIN EN ISO 11607 y DIN 58953
Eliminación:	Este producto está compuesto de níquel-titanio. Se debe limpiar antes de eliminarlo. La eliminación puede llevarse a cabo en un centro de reciclaje de chatarra. Por la seguridad de los empleados, se debe garantizar que todo borde afilado o puntiagudo esté protegido.
Información complementaria:	Si se esterilizan varios instrumentos en un ciclo de esterilización, no se debe superar la carga máxima del esterilizador (ver las indicaciones del fabricante).
<p>El fabricante del producto sanitario ha validado la adecuación de las instrucciones anteriores para preparar un dispositivo médico para su reutilización. Es responsabilidad de la persona encargada del procesado asegurar que el tratamiento real realizado con el equipo, los materiales y el personal utilizados en la instalación de procesado logre los resultados deseados. Por lo general, esto requiere la validación y la supervisión sistemática del proceso. Asimismo, la persona encargada del procesado debe evaluar cuidadosamente la eficacia y las posibles consecuencias adversas de cualquier desviación de las instrucciones.</p>	
	<p>Cualquier modificación del producto o cualquier desviación de estas instrucciones de uso anulará la garantía.                  Reservado el derecho a introducir modificaciones.</p>

### 7) Configuración y utilización

#### Durante la utilización

Los separadores de grasa CERAMO® SUPERFLEX están fabricados en un material austenítico de NiTi con memoria de forma. Son superelásticos a temperaturas de quirófano normales. Su forma sigue cualquier presión externa y recuperan su forma original cuando se retira la presión.

El separador de grasa CERAMO® SUPERFLEX está fabricado de una sola pieza, por lo que no es necesario montarlo ni desmontarlo.

Comprima el separador de grasa hasta que el espacio entre las dos zonas funcionales distales corresponda al diámetro exterior del tejido que desee preparar. A continuación, inserte las dos filas de dientes distales tan profundamente en el tejido graso como sea necesario para visualizar el campo quirúrgico.



Ejemplo: MNE-1



**Advertencia:** No lesione la pared vascular durante este procedimiento. Esto también se aplica a la retirada del separador de la zona de preparación. No lo deforme por la fuerza. Si se utiliza de forma correcta, la forma, la función y la fuerza de separación se mantienen indefinidamente.



### Almacenamiento/símbolos

Los símbolos que se muestran en el producto sanitario o en la etiqueta del producto tienen los siguientes significados:

 Fabricante	 Número de artículo	 Código de lote	 Número de serie
 Observar las instrucciones de uso	 Marca CE	 Atención	 Aceitera para puntos de lubricación

### Contacto con el fabricante:

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH & Co. KG Hanauer Landstr. 7A 63791 Karlstein/Germany Tel.: 06188-957440 Fax: 06188-957445 E-mail: <a href="mailto:info@fehling-instruments.de">info@fehling-instruments.de</a>
--	--