



Cannule e aspiratori FEHLING

Accessori

MNO-7 Mandrino per aspiratori MNO-6
MRK-6..... Controchiave per MRK-5 (opzionale)



Per le cannule e gli aspiratori con cestello rimovibile o con attacco Luer-Lock rimovibile (attacco LL), osservare le istruzioni di montaggio e smontaggio (vedere le sezioni 9) *Montaggio* e 10) *Smontaggio*).

Gli aspiratori con il suffisso "G" sono chiusi all'estremità distale del tubo di aspirazione e quindi non presentano un falso foro dell'aria. Osservare pertanto le relative avvertenze (vedere la sezione 7) *Configurazione e utilizzo* in "*Durante l'uso*", pagina 8).



Questo strumento o dispositivo medico viene fornito non sterile. Deve essere preparato prima dell'uso. Prima del ricondizionamento, lo strumento deve essere valutato in base alle linee guida RKI (non critico/semicritico/critico A/B/C).

Le cannule e gli aspiratori possono essere utilizzati, rilavorati e smaltiti solo da personale medico qualificato!

Le cannule e gli aspiratori sono destinati al riutilizzo.

1) Destinazione d'uso

Lo scopo delle cannule e degli aspiratori è quello di assorbire, introdurre e rimuovere fluidi o gas endogeni ed esogeni, se necessario in sistemi di drenaggio o di aspirazione, per rimuovere depositi di calcio e tessuti molli, per la dissezione smussa e per trattenere i tessuti.

Informazioni supplementari sulla destinazione d'uso

Durata dell'applicazione: le cannule e gli aspiratori sono destinati a un uso temporaneo.

Campo di applicazione: le cannule e gli aspiratori vengono utilizzati in tutti i pazienti ove è necessario introdurre e rimuovere fluidi o gas endogeni ed esogeni, rimuovere tessuti molli e depositi di calcio, eseguire dissezioni smussate e trattenere i tessuti.

Profilo utilizzatore: le cannule e gli aspiratori possono essere utilizzati solo da specialisti con formazione medica (ad es. medici specialisti).

Ambiente di applicazione: le cannule e gli aspiratori vengono utilizzati solo in condizioni ambientali controllate (ad esempio in sala operatoria).

Popolazione di pazienti prevista: nessuna restrizione

2) Indicazioni

Qualsiasi intervento chirurgico in cui vengono introdotti e/o drenati fluidi o gas propri o estranei all'organismo, oppure vengono rimossi depositi di calcio o tessuti molli, o ancora i tessuti devono essere sezionati o asportati.

3) Controindicazioni

Sono controindicate tutte le applicazioni contrarie alle proprietà fisiche e/o meccaniche del singolo modello di cannula o aspiratore. Non esistono controindicazioni generali all'uso di cannule e aspiratori.

Tuttavia, è necessario prestare attenzione ai rischi maggiori che potrebbero derivare dalle condizioni anatomiche e fisiologiche e dal quadro clinico del paziente.



4) Possibili effetti collaterali

Nella letteratura medica sono descritti i seguenti effetti collaterali che possono verificarsi anche durante l'uso previsto di cannule e aspiratori:

- infezioni
- disturbi di guarigione delle ferite
- lesioni di strutture (tessuti, nervi, vasi)
- necrosi
- ischemia



I dispositivi medici possono contenere, ad esempio, cromo, nichel e/o titanio. I materiali utilizzati sono biocompatibili, ma possono provocare reazioni allergiche o intolleranze.

5) Prima dell'uso

Le cannule e gli aspiratori sono forniti non sterili e devono essere puliti e sterilizzati dall'utilizzatore prima del primo utilizzo e prima di ogni utilizzo successivo (vedere la sezione 6) *Ricondizionamento*).



Prima di ogni utilizzo è necessario eseguire un controllo di sicurezza. Controllare che non vi siano spigoli vivi, crepe, fratture, malfunzionamenti meccanici e componenti mancanti (vedere la sezione 6) *Ricondizionamento* alla voce "*Manutenzione, ispezione e collaudo*").



Maneggiare con cura le cannule e gli aspiratori durante lo stoccaggio, il trasporto e la pulizia! Evitare urti e carichi puntuali su cannule e aspiratori per evitare possibili danni conseguenti! Non sovraccaricare le parti funzionali!



Utilizzare solo prodotti in perfette condizioni e sterilizzati!

6) Ricondizionamento



Il dispositivo medico deve essere preparato prima dell'uso. Prima del ricondizionamento, deve essere valutato il rischio secondo le linee guida RKI (non critico/semicritico/critico A/B/C).



Devono essere rispettate le norme di legge nazionali, gli standard e le linee guida nazionali e internazionali e le nostre norme igieniche di ricondizionamento.



Per il ricondizionamento di strumenti utilizzati in pazienti affetti dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD), da sospetta CJD o da possibili varianti, è necessario osservare le normative nazionali vigenti.



Gli strumenti possono essere utilizzati, ricondizionati e smaltiti solo da personale medico qualificato.



Maneggiare gli strumenti con cura durante lo stoccaggio, il trasporto e la pulizia! Evitare urti e carichi puntuali sugli strumenti per evitare possibili danni conseguenti! Non sovraccaricare le parti funzionali!



Non pulire gli strumenti CERAMO® (riconoscibili dalla superficie nero-marrone) e gli strumenti in titanio con procedure ossidative (procedura con perossido di idrogeno H₂O₂, ad esempio Orthovario o Oxivario di Miele). L'uso di queste procedure porta alla distruzione degli strumenti in titanio o del rivestimento CERAMO® contenente titanio dopo un certo tempo a causa della dissoluzione del titanio.



	<p>Strumenti SUPERPLAST: la disinfezione termica e la sterilizzazione a vapore sono indicate per attivare la memoria di forma. Tenere presente quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli strumenti SUPERPLAST devono essere conservati in modo tale che il recupero della forma rettilinea non sia ostacolato da fattori ambientali (ad esempio, altri strumenti o spazio limitato). • Dopo la disinfezione/sterilizzazione, lasciare raffreddare gli strumenti SUPERPLAST a temperatura ambiente. La piegatura degli strumenti a temperature superiori a circa 40 °C può comprometterne il funzionamento.
<p>Limitazioni durante il ricondizionamento</p>	<p>Il ricondizionamento frequente ha un effetto minimo sull'etichetta degli strumenti e non ne compromette il funzionamento. Il termine della vita utile del prodotto è normalmente determinato dall'usura e dai danni causati dall'uso (ad es. danni, etichetta illeggibile, guasti funzionali - vedere anche "Manutenzione, ispezione e collaudo"). Se utilizzati e ricondizionati correttamente, gli strumenti possono essere sottoposti ad almeno 500 cicli di ricondizionamento.</p>
<p>Informazioni generali sul ricondizionamento</p>	<p>Il ricondizionamento si basa su una procedura convalidata. Tutte le fasi di pulizia menzionate (pre-pulizia manuale, pulizia automatizzata/manuale, disinfezione manuale e sterilizzazione) sono state convalidate con i parametri specificati in ciascun caso ed elencati alla voce "Procedura convalidata". Per la convalida, sono stati utilizzati gli agenti di ricondizionamento raccomandati (detergenti: Neodisher® MediClean forte (Dr. Weigert); disinfettante: Korsolex® med AF (Bode Chemie GmbH)). Per la pulizia si utilizza sia acqua di qualità potabile che acqua completamente demineralizzata (acqua demineralizzata; demineralizzata, microbiologicamente almeno di qualità potabile).</p> <p>Il ricondizionamento meccanico è preferibile alla pulizia manuale grazie a risultati migliori e più sicuri.</p> <p>È inoltre possibile pulire i nostri strumenti con altri prodotti chimici testati e approvati, raccomandati dal fabbricante di prodotti chimici in relazione alla loro compatibilità con i materiali. Osservare sempre le istruzioni del fabbricante per quanto riguarda la concentrazione, il tempo di contatto, la temperatura e la sostituzione di detergenti e disinfettanti. Tutte le istruzioni di applicazione del fabbricante del prodotto chimico devono essere rigorosamente rispettate. In caso contrario, possono verificarsi alterazioni del materiale ottico o danni al materiale, come corrosione, fratture o invecchiamento precoce.</p>
<p>Pretrattamento sul luogo di utilizzo</p>	<p>Pre-pulizia: è necessario assicurarsi che i residui di sangue, tessuti e farmaci vengano rimossi dagli strumenti con un panno/carta monouso subito dopo la fine della procedura e che vengano immediatamente inviati alla pulizia automatica. Una volta completato il pretrattamento degli strumenti, è necessario eseguire ispezioni visive per verificare che gli strumenti siano completi.</p> <p>Gli strumenti devono essere trasportati dal luogo di utilizzo a quello di ricondizionamento in modo tale che né gli utilizzatori, né i terzi, né l'ambiente, né i dispositivi medici vengano messi in pericolo o danneggiati (collocazione in contenitori chiusi e a prova di perforazione e, se necessario, utilizzo di tappi protettivi).</p>
<p>Preparazione prima della pulizia</p>	<p>Si raccomanda di ricondizionare gli strumenti subito dopo l'uso poiché i residui essiccati nelle aree difficili da raggiungere sono difficili da rimuovere. Non inserire in soluzioni di NaCl (altrimenti vi è il rischio di vaiolatura o di cricche da tensocorrosione).</p> <p>Gli strumenti che sono stati uniti durante l'uso devono essere smontati e riportati allo stato originale prima della pulizia.</p>
<p>Smontaggio</p>	<p>Vedere la sezione 10) <i>Smontaggio</i></p>



<p>Manuale pre-pulizia</p>	<p><u>Procedura convalidata:</u> Attrezzatura: bacino spazzola morbida Pistola ad acqua a pressione (o simile) Agenti di pulizia: Neodisher® MediClean forte (Dr. Weigert)</p> <p><u>Procedura/Parametri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, sciacquare gli strumenti smontati sotto l'acqua corrente fredda (qualità dell'acqua potabile, < 40 °C) fino a rimuovere tutto lo sporco visibile. Lo sporco ostinato deve essere rimosso con una spazzola morbida (non una spazzola metallica!). • Cavità, spazi vuoti, fessure e lumi devono essere risciacquati intensamente (> 10 secondi) con acqua fredda (qualità dell'acqua potabile, < 40 °C) utilizzando una pistola ad acqua a pressione (o simile). • Immergere i prodotti per 10 - 30 minuti in una soluzione contenente lo 0,5 - 2 % di Neodisher® MediClean forte con acqua (qualità dell'acqua potabile, < 40 °C). • Utilizzare esclusivamente una soluzione approvata di un detergente che non abbia un effetto fissante sulle proteine. È necessario seguire le istruzioni del fabbricante del detergente e del disinfettante. • Assicurarsi che tutte le aree dello strumento vengano a contatto con la soluzione. • Se necessario, le parti mobili dello strumento vengono spostate avanti e indietro nel bagno di pulizia. • Durante il tempo di esposizione, rimuovere la sporcizia grossolana con una spazzola adatta (non una spazzola metallica!). • Sciacquare gli strumenti per 1 minuto sotto acqua fredda demineralizzata (vedere "<i>Informazioni generali sul ricondizionamento</i>") e muovere avanti e indietro le parti mobili dello strumento.
<p>Pulizia/Disinfezione</p>	<p>Se possibile, è preferibile un dispositivo di pulizia/disinfezione conforme a DIN EN ISO 15883 che utilizza la disinfezione termica.</p>
<p>Pulizia: meccanica</p>	<p>Evitare di riempire eccessivamente le vaschette per gli strumenti e le vaschette di lavaggio - utilizzare solo vaschette adeguate. Prestare particolare attenzione affinché le punte non rimangano incastrate nelle maglie quando si inseriscono e si rimuovono gli strumenti nei/dai cestelli del setaccio.</p> <p><u>Procedura convalidata:</u> Attrezzatura: macchina per la pulizia e la disinfezione G 7835 CD (Miele) / PG 8535 (Miele) Programma di pulizia: Des-Var-TD (G 7835 CD) Agenti di pulizia: Neodisher® MediClean forte (Dr. Weigert)</p> <p><u>Preparazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli strumenti articolati devono essere inseriti nell'apparecchio in modo che i giunti siano aperti o smontati, se possibile, e l'acqua possa defluire dalle cavità e dai fori ciechi. • Se necessario allentare le molle • Assicurarsi che tutte le cavità siano completamente lavate anche all'interno. • Assicurarsi che non si creino ombre di risciacquo. • Collegare le connessioni Luer degli strumenti, se disponibili, all'attacco di risciacquo Luer lock del termodisinfettore.



	<p><u>Procedura/Parametri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 minuti di prelavaggio con acqua fredda (qualità dell'acqua potabile, < 40 °C) • Svuotamento • 10 minuti di pulizia con una soluzione di 0,5 - 2 % di Neodisher® MediClean forte in acqua (qualità dell'acqua potabile) a 55 °C • Svuotamento • 2 minuti di risciacquo con acqua (qualità dell'acqua potabile, < 40 °C) • Svuotamento • Risciacquo di 1 minuto con acqua demineralizzata fredda (< 30 °C) • Svuotamento • 5 minuti di disinfezione termica con acqua demineralizzata (> 90 °C) • 30 minuti di essiccazione (90 °C) <p>Dopo la pulizia della macchina, le cavità, i fori ciechi ecc. vengono ispezionati in particolare per verificare la presenza di sporco visibile. Se necessario, ripetere il ciclo o pulire manualmente.</p>
<p>Pulizia: manuale</p>	<p><u>Procedura convalidata:</u></p> <p>Attrezzatura: bacino spazzola morbida Pistola ad acqua a pressione (o simile) Bandelin Sonorex Digitec</p> <p>Agenti di pulizia: Neodisher® MediClean forte (Dr. Weigert)</p> <p><u>Procedura/Parametri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, mettere gli strumenti smontati in acqua fredda (qualità dell'acqua potabile, < 40 °C) per 10 minuti. • Azionare le parti mobili, se presenti, per l'intera gamma di movimento. • Pulire gli strumenti con una spazzola morbida (non una spazzola metallica!) fino a quando non è visibile alcuna contaminazione. • Sciacquare gli strumenti per almeno 20 secondi con una pistola ad acqua a pressione (o simile). <p><u>Lavaggio a ultrasuoni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 minuti di sonicazione a < 40 °C con soluzione detergente allo 0,5 - 2 % a 35 kHz • Dopo la sonicazione, sciacquare gli strumenti per almeno 20 secondi con una pistola ad acqua a pressione (o simile). • Sciacquare gli strumenti con acqua (di qualità potabile, < 40 °C) per almeno 10 secondi. • Per il risciacquo finale è necessario utilizzare acqua demineralizzata (< 40 °C). Gli strumenti vengono risciacquati con acqua demineralizzata per almeno 30 secondi. È necessario assicurarsi che non rimangano residui sui prodotti.
<p>Disinfezione: manuale</p>	<p>Le soluzioni disinfettanti possono essere utilizzate secondo le istruzioni riportate sull'etichetta (vedere le istruzioni del fabbricante del prodotto chimico).</p> <p><u>Procedura convalidata:</u></p> <p>Attrezzatura: bacino Bandelin Sonorex Digitec</p> <p>Disinfettante: Korsolex® med AF (Bode Chemie GmbH)</p> <p><u>Procedura/Parametri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopo la pulizia, immergere i prodotti per 5 minuti in un bagno a ultrasuoni



	<p>(35 kHz, < 40 °C) con un disinfettante adatto (ad es. 0,5% Korsolex® med AF). Assicurarsi che tutte le superfici siano bagnate con il disinfettante. Se necessario, spostare le parti mobili nel bagno di disinfezione prima di accendere il pulitore a ultrasuoni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopo la disinfezione, sciacquare accuratamente tutti i prodotti con acqua demineralizzata (< 40 °C) per almeno 1 minuto per rimuovere il disinfettante e, se necessario, muovere le parti mobili avanti e indietro sullo strumento. • È necessario assicurarsi che non rimangano residui sui prodotti. • Asciugatura con aria compressa sterile e priva di olio.
Asciugatura	Se l'asciugatura viene realizzata nell'ambito del ciclo di pulizia/disinfezione, non si devono superare i 120 °C. Quindi asciugare con aria compressa adeguata secondo le raccomandazioni RKI. Prestare particolare attenzione alle aree di asciugatura di difficile accesso.
Montaggio	Vedere la sezione 9) <i>Montaggio</i>
Manutenzione, ispezione e collaudo	<p>Per gli strumenti con componenti mobili esposti all'attrito (ad es. articolazioni), prima della sterilizzazione è necessario applicare un olio per strumenti a base di paraffina/olio bianco (in conformità con la Farmacopea europea o statunitense applicabile) biocompatibile, sterilizzabile a vapore e permeabile al vapore. Tali punti possono anche essere etichettati con il simbolo della lattina d'olio corrispondente. Gli strumenti non devono essere trattati con prodotti per la cura contenenti silicone. Questi possono causare lentezza e compromettere l'efficacia della sterilizzazione a vapore.</p> <p>Prima di ogni utilizzo è necessario eseguire un controllo di sicurezza degli strumenti. Verificare l'assenza di spigoli vivi, crepe, fratture, malfunzionamenti meccanici e componenti mancanti.</p> <p>Controllare che gli strumenti con parti mobili siano facili da muovere (evitare giochi eccessivi). Controllare i meccanismi di chiusura.</p> <p>Tutti gli strumenti: eseguire un'ispezione visiva con una lampada di ingrandimento per individuare eventuali danni e usura.</p> <p>Prestare particolare attenzione ai punti critici sulle parti in movimento e nell'area di lavoro.</p> <p>Gli strumenti difettosi, danneggiati o la cui etichetta non è più leggibile devono essere separati, puliti e disinfettati prima di essere restituiti al fabbricante. Le riparazioni possono essere eseguite solo dal fabbricante o da officine autorizzate dal fabbricante. Un modulo di conferma di questo processo può essere richiesto al fabbricante.</p> <p>Gli strumenti che non possono più essere riparati devono essere smaltiti nel sistema standard di smaltimento dei rottami metallici dell'ospedale. È necessario prestare attenzione alla conservazione sicura in un contenitore monouso chiuso, a prova di perforazione e rottura, soprattutto per gli strumenti chirurgici con punte o bordi taglienti. Non utilizzare strumenti danneggiati!</p>
Imballaggio	<p>Singolarmente: in conformità agli standard delle serie DIN EN 868, DIN EN ISO 11607 e DIN 58953.</p> <p>Set: smistare gli strumenti negli appositi vassoi o posizionarli su vassoi di sterilizzazione multiuso. Il confezionamento delle vaschette deve essere eseguito con un metodo adeguato.</p>
Sterilizzazione	<p>Sterilizzazione a vapore in un processo di vuoto frazionato in un apparecchio conforme a DIN EN 285 e DIN EN ISO 17665 (Parte 1 e 2). Per evitare macchie e corrosione, il vapore deve essere privo di ingredienti. I valori limite raccomandati per gli ingredienti dell'acqua di alimentazione e della condensa dei vapori sono specificati nella norma DIN EN 285.</p> <p><u>Procedura convalidata:</u></p> <p>Attrezzatura: autoclave Tuttnauer tipo B 3870 EHS / Lautenschläger ZentraCert</p>



	<p><u>Procedura/Parametri:</u></p> <p>Tipo di ciclo: 3 fasi di pre-vuoto</p> <p>Temperatura di sterilizzazione: 132 - 134 °C</p> <p>Tempo di mantenimento: 4 - 5 minuti</p> <p>Tempo di asciugatura: 20 minuti</p> <p>Quando si sterilizzano più strumenti in un unico ciclo di sterilizzazione, non si deve superare il carico massimo della sterilizzatrice (vedere le istruzioni del fabbricante del dispositivo).</p>
Stoccaggio	<p>In conformità all'art. 4 MPBetreibV e alle norme della serie DIN EN 868, DIN EN ISO 11607 e DIN 58953.</p> <p>Gli strumenti devono essere conservati all'asciutto, a temperatura ambiente, puliti e protetti da danni e influenze meccaniche (evitare la condensa e i danni). Se applicabile, conservare sempre gli strumenti in stato di rilassamento. Ciò contrasta l'affaticamento prematuro della tensione della molla.</p> <p>Gli strumenti devono essere trasportati al luogo di utilizzo in un contenitore sterile chiuso e a prova di perforazione.</p>
Smaltimento dei rifiuti	<p>Questi prodotti sono realizzati prevalentemente in acciaio o in lega di titanio. Devono essere puliti prima dello smaltimento. Lo smaltimento può avvenire presso un centro di riciclaggio dei rottami metallici. Per proteggere i dipendenti, assicurarsi che le punte e i bordi taglienti siano protetti.</p>
<p>Le istruzioni di cui sopra sono state convalidate dal fabbricante del dispositivo medico come adatte alla preparazione di un dispositivo medico per il riutilizzo. Il ricondizionatore è responsabile di garantire che il ricondizionamento effettivamente eseguito con le attrezzature, i materiali e il personale utilizzati nel centro di ricondizionamento raggiunga il risultato desiderato. Ciò richiede la verifica e/o la convalida e il monitoraggio di routine del processo. Allo stesso modo, qualsiasi deviazione dalle istruzioni fornite deve essere attentamente valutata dall'incaricato del ricondizionamento per verificarne l'efficacia e le possibili conseguenze negative.</p>	
	<p>Qualsiasi modifica al prodotto o deroga alle presenti istruzioni per l'uso comporta l'esclusione della responsabilità!</p> <p>Soggetto a modifiche senza preavviso.</p>

7) Configurazione e applicazione


Le cannule e gli aspiratori sono diventati strumenti standard in sala operatoria. Hanno lo scopo di introdurre e drenare i fluidi e i gas propri ed estranei dell'organismo. Per questo motivo, alle cannule e agli aspiratori devono essere adattati sistemi di uscita e di ingresso appropriati, come ad esempio tubi flessibili con o senza connessione Luer o Luer lock.

A causa della varietà di condizioni anatomiche e fisiologiche, le cannule e gli aspiratori differiscono per la loro struttura schematica e per le loro caratteristiche specifiche, come ad esempio la lunghezza dello strumento o il design delle impugnature.

A differenza degli aspiratori, le cannule possono avere un bordo smussato all'estremità distale per consentire la penetrazione nei tessuti attraverso una piccola incisione.

	<p>Utilizzare solo prodotti in perfette condizioni e sterilizzati!</p>
	<p>Prima di inserire la cannula o l'aspiratore, assicurarsi che il campo operatorio sia stato preparato in modo adeguato.</p>



	<p>I dispositivi medici realizzati con materiali ferromagnetici non devono essere esposti a un campo magnetico o a influenze elettromagnetiche esterne.</p>
	<p>I dispositivi medici contenenti metalli sono elettricamente conduttivi e non devono essere esposti a una fonte di alimentazione o a influenze elettriche esterne.</p>
	<p>La scelta della cannula o dell'aspiratore dipende dalle condizioni anatomiche e fisiologiche e dall'area di applicazione. È importante assicurarsi che la cannula o l'aspiratore utilizzata sia della dimensione corretta e abbia una stabilità sufficiente.</p>
<p>Durante l'applicazione</p>	
<p>Negli aspiratori con controllo della forza di aspirazione sull'impugnatura, la forza di aspirazione può essere regolata tramite l'interruzione dell'aspirazione. Esistono diverse varianti di interruzione dell'aspirazione (vedere Fig. 1).</p> <p>Se l'interruzione dell'aspirazione rimane completamente aperta, il dispositivo di aspirazione aspira anche aria attraverso l'interruzione dell'aspirazione e la potenza di aspirazione all'estremità distale si riduce. Per una maggiore potenza di aspirazione, coprire l'interruzione dell'aspirazione con un dito. In questo modo si chiude l'interruzione dell'aspirazione e si aumenta la potenza di aspirazione all'estremità distale.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Foro oblungo</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>foratura semplice</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>foratura multipla</p>  </div> </div>	
<p>Fig. 1: Esempi di varianti per le interruzioni dell'aspirazione</p>	
<p>Gli aspiratori sono disponibili con o senza un falso foro dell'aria all'estremità distale del tubo di aspirazione (vedere Fig. 2 e 3). Gli aspiratori con falso foro dell'aria offrono la possibilità di regolare la potenza di aspirazione non solo tramite l'interruzione dell'aspirazione, ma anche tramite il falso foro dell'aria.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>fori laterali per la scanalatura</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>foro laterale</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>senza foro laterale o foro asolato</p>  </div> </div>	
<p>Fig. 2: aspiratore con falso foro dell'aria (a titolo di esempio)</p> <p style="text-align: right;">Fig. 3: aspiratore senza falso foro dell'aria (a titolo di esempio)</p>	
	<p>Gli aspiratori senza falso foro dell'aria possono aderire al tessuto quando l'interruzione dell'aspirazione è completamente chiusa. Rischio di lesioni!</p> <p>A differenza degli aspiratori con un falso foro dell'aria, il rischio di aspirazione sul tessuto è minore. Tuttavia, c'è il rischio che l'aspiratore venga tenuto troppo in profondità nel tessuto, che i falsi fori d'aria vengano chiusi dal tessuto e che l'aspiratore si incastri nel tessuto. Rischio di lesioni!</p>
	<p>Gli aspiratori senza interruzione dell'aspirazione possono aspirare il tessuto quando l'apertura di aspirazione e il falso foro d'aria sono completamente chiusi. Rischio di lesioni!</p>
	<p>La scelta di un aspiratore con o senza un falso foro dell'aria dipende dalla necessità di controllare completamente la potenza di aspirazione.</p> <p>Per ottenere un controllo completo della potenza di aspirazione, utilizzare un aspiratore senza un falso foro per l'aria all'estremità distale del tubo di aspirazione. Tuttavia, tenere presente che l'aspiratore può aggrapparsi al tessuto se usato in modo non corretto. Rischio di lesioni!</p>
	<p>Le cannule e gli aspiratori non devono essere utilizzati come leve.</p> <p>Il sovraccarico può causare la deformazione plastica o la rottura di cannule e aspiratori!</p>



	Sciacquare ripetutamente gli strumenti durante l'operazione per evitare che i residui si secchino.
--	--

8) Accessori necessari	
<p>Con l'aspiratore MNO-6 è possibile utilizzare un mandrino MNO-7. Un mandrino è un filo guida per aspiratori medicali riutilizzabili. I mandrini vengono aspirati attraverso il lume di aspiratori riutilizzabili per testare, tra l'altro, la pervietà. Possono essere utilizzati anche come filo per la pulizia dopo l'utilizzo dell'aspiratore.</p> <p>Per utilizzare l'aspiratore SUPERPLAST MICS MRK-5, sono necessarie due chiavi aperte da 8 mm (ad es. la controchiave MRK-6 (Fig. 4)) per rimuovere il collegamento LL.</p> <p>Per l'utilizzo di tutti gli altri tipi di cannule e aspiratori non sono necessari accessori.</p>	
	Fig. 4: Chiave di contrasto MRK-6 per MRK-5

9) Montaggio					
<p>Per installare la cannula e l'aspiratore con cestello rimovibile o attacco LL rimovibile, seguire le relative istruzioni di installazione.</p> <p>Elenco delle istruzioni di montaggio:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">aspiratore con attacco Luer-Lock rimovibile (attacco LL)</td> <td style="text-align: right;">M19</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">cannule e aspiratori con cestello rimovibile</td> <td style="text-align: right;">M34</td> </tr> </table>		aspiratore con attacco Luer-Lock rimovibile (attacco LL)	M19	cannule e aspiratori con cestello rimovibile	M34
aspiratore con attacco Luer-Lock rimovibile (attacco LL)	M19				
cannule e aspiratori con cestello rimovibile	M34				
<p>Non è necessario alcun assemblaggio per le cannule e gli aspiratori che non hanno un cestello rimovibile o un raccordo LL rimovibile.</p>					

10) Smontaggio	
<p>Per smontare la cannula e l'aspiratore con cestello rimovibile o con attacco LL rimovibile, seguire le istruzioni di montaggio corrispondenti (vedere la sezione 9) <i>Montaggio</i>).</p>	
<p>Non è necessario smontare le cannule e gli aspiratori che non hanno un cestello o un raccordo LL rimovibile.</p>	
	Riporre le parti piccole in contenitori adeguati (ad es. scatola per aghi) per la conservazione e il ricondizionamento!

11) Obbligo di segnalare gli incidenti gravi	
<p>L'utilizzatore è tenuto a segnalare gli incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo medico al fabbricante via e-mail all'indirizzo vigilance@fehling-instruments.de o tramite il modulo di reclamo all'indirizzo https://www.fehling-instruments.de/en/complaint/ e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore è stabilito.</p>	



Simboli		
<p>Se indicati sul dispositivo medico o sull'etichetta del dispositivo medico o sulle istruzioni per l'uso, i simboli hanno il seguente significato, in conformità alla norma DIN EN ISO 15223-1:</p>		
 Fabbricante	 Seguire le istruzioni per l'uso o utilizzare un dispositivo elettronico	 Attenzione
 Numero di catalogo	 Designazione del lotto	 Numero di serie
 Dispositivo medico	 Identificativo unico del dispositivo	
 Lattina di olio per la casa punti di lubrificazione	 Marcatura CE	
Contattare il fabbricante		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Hanauer Landstr. 7A 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	