


FEHLING...

... THE DIFFERENCE

8

SUCTION INSTRUMENTS

SAUGINSTRUMENTE



FEHLING
INSTRUMENTS

Hanauer Landstraße 7A · 63791 Karlstein/Germany · www.fehling-instruments.de



+49(0) 6188 - 95 74.40




+49(0) 6188 - 95 74.45




info@fehling-instruments.de

CERAMO®




WIDTH BREITE a	LENGTH LÄNGE A / B		
	70 / 155 mm	80 / 160 mm	90 / 165 mm
6 mm	NZQ-7V	NZQ-8V	NZQ-9V
8 mm	NZQ-3V	NZQ-4V	NZQ-5V

SCHROEDER
SUCTION SPATULA
SAUGSPATEL



SUCTION NERVE ROOT RETRACTOR
SAUG-NERVWURZELHAKEN

WIDTH BREITE a	LENGTH LÄNGE A / B	
	95 / 135 mm	175 / 210 mm
6 mm	NZQ-2	NZR-3
8 mm	NZQ-1	NZR-2




SUCTION NERVE ROOT RETRACTOR
SAUG-NERVWURZELHAKEN

WIDTH BREITE a	LENGTH LÄNGE A / B	
	95 / 135 mm	175 / 260 mm
6 mm	NZR-6	NZR-5
8 mm	—	NZR-4

CERAMO® SCHICK


CEREBRAL SUCTION TUBE
CEREBRALSauger



Ø TUBE ROHR	LENGTH LÄNGE A / B	
	130 / 180 mm	170 / 210 mm
2,5 mm	HAV-7V	HAV-8V
3,0 mm	HAV-9V	HAW-0V



Ø TUBE ROHR	45°	60°	45°	60°
2,5 mm	HAW-5V	HAW-7V	HAW-6V	HAW-8V
3,0 mm	HBA-1V	HBA-3V	HBA-2V	HBA-4V




CERAMO®



MICRO SUCTION TUBE
MIKROSAUGER

		
	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
Ø TUBE ROHR	45°	45°
3,0 mm	HBA-5	HBA-6



SCHICK
MICRO SUCTION TUBE
MIKROSAUGER

Ø TUBE ROHR	LENGTH LÄNGE A / B	
	130 / 180 mm	170 / 210 mm
1,5 mm	HAV-5G	HAV-6
2,5 mm	HAV-1	HAV-2
3,0 mm	HAV-3	HAV-4

G version without distal false air hole
G-Version ohne distale Falschlufthochung


CERAMO®



MICRO SUCTION TUBE
MIKROSAUGER
200 mm





Ø TUBE ROHR	45°	60°
2,0 mm	HAW-1	HAW-2
3,0 mm	HAW-3	HAW-4



DISSECTING ASPIRATOR
DISSEKTIONSSAUGER

LENGTH LÄNGE A / B	
120 / 190 mm	NZV-3
220 / 250 mm	NZV-0


SUCTION INSTRUMENT WITH FINGER CUT OFF
SAUGER MIT SAUGUNTERBRECHUNG



Ø TUBE ROHR		
3,0 mm	NGG-4	NGG-6
	NGG-7	
4,0 mm	NGT-0	–
	NGS-6	–

CERAMO®


FRAZIER



CERAMO®

Ø TUBE ROHR	LENGTH LÄNGE A / B		
	115 / 180 mm	145 / 200 mm	210 / 250 mm
1,0 mm	–	VOC-1G	VOE-4G
1,5 mm	–	VOC-7G	–
2,0 mm	VOB-2	VOC-2	VOE-5
2,5 mm	VOB-3	VOC-3	VOE-6
3,0 mm	VOB-4	VOC-4	VOE-7
4,0 mm	VOB-5	VOC-5	VOE-8
5,0 mm	VOB-6	VOC-6	VOE-9


G version without distal false air hole
G-Version ohne distale Falschlufthohlung



UNCOATED UNBESCHICHTET

Ø TUBE ROHR	LENGTH LÄNGE A / B		
	115 / 180 mm	145 / 200 mm	210 / 250 mm
1,0 mm	–	HAR-1G	–
1,5 mm	HAT-5G	–	–
2,0 mm	NAT-7	HAR-2	NHR-8
2,5 mm	NAT-8	HAR-0	NHS-0
3,0 mm	NAT-9	HAR-3	NHR-9
4,0 mm	NAU-1	HAR-4	NHS-1
5,0 mm	NAU-2	HAP-9	NHS-2


G version without distal false air hole
G-Version ohne distale Falschlufthohlung



DISSECTION CANNULAS
DISSEKTIONSSAUGER


CERAMO®
KINTZEL

Ø TUBE ROHR	LENGTH LÄNGE A / B	
3,0 mm	125 / 190 mm	HAP-5
4,0 mm	175 / 245 mm	HAP-4



Ø TUBE ROHR	LENGTH LÄNGE A / B	
3,0 mm	110 / 170 mm	NHR-0
4,0 mm	120 / 190 mm	NHR-4
		NGG-5
4,0 mm	140 / 210 mm	NHA-8

CERAMO®




CERAMO®
SUCTION CANNULA
SAUGKANÜLE

MALLEABLE
BIEGBAR

Ø TUBE ROHR	LENGTH LÄNGE A / B	
	120 / 180 mm	160 / 210 mm
1,0 mm	VOA-5G	VOB-0G
2,0 mm	VOA-6	VOA-1
3,0 mm	VOA-7	VOA-2
4,0 mm	VOA-8	VOA-3
5,0 mm	VOA-9	VOA-4
6,0 mm	—	VOA-0

G version without distal false air hole
G-Version ohne distale Falschlufthochung



SUTTER MEDIZINTECHNIK
NON-STICK*
MONOPOLAR SUCTION TUBE
MONOPOLARER SAUGER
A = 130 mm

Ø TIP SPITZE	
 3,3 mm	WEU-0
 4,0 mm	WEU-1





CLEANING BRUSH
REINIGUNGSBÜRSTE
360 mm
WEU-4

* limited distribution territory
eingeschränktes Vertriebsrecht

JAMIESON

DISSECTION CANNULAS
DISSEKTIONSSAUGER

	Ø HOLE / BALL LOCH / KUGEL	LENGTH LÄNGE	
	0,5 mm	270 mm	MMT-1
	1,0 mm	210 mm	MNF-0
		270 mm	MNF-6
	1,5 mm	270 mm	MMA-7
	1,0 mm	260 mm	MMC-0
	1,5 mm	270 mm	MME-5
	1,5 mm	290 mm	MME-1
	1,5 mm	290 mm	MME-2
	0,5 mm	a = 70 mm 270 mm	15° MME-3
			30° MMJ-0
	1,0 mm	a = 60 mm 270 mm	30° MMJ-6
	1,0 mm	a = 70 mm 270 mm	15° MME-4
			30° MMB-0

Ø 2,0 mm



YANKAUER SUCTION TUBE
YANKAUER SAUGROHR
285 mm
HAA-4



VALVULAR SUCTION TUBE
SAUGER FÜR KLAPPENCHIRURGIE



Ø 6,0 mm



CERAMO®
SUCTION CANNULA FOR
VALVE DECALCIFICATION
ENTKALKUNGSSAUGER
240 mm
MNF-5



HLM-ASPIRATOR
HLM-SAUGER
280 mm
MEL-7

300 mm	350 mm*
MNO-0	MNO-8

* particularly for MICS MVR
speziell für MICS MKR/MKE



225 mm
MCE-9



ANDREWS PYNCHON
240 mm

PEDIATRIC
PÄDIATRISCH


Ø	
3,0 mm	MNO-4
4,2 mm	MNO-5



245 mm
MCE-8



210 mm
MNE-5




SEBENING
180 mm
MNE-8

DETACHABLE BASKET
KORB ABNEHMBAR

GRECO



PEDIATRIC
PÄDIATRISCH




HLM-CANNULA
HLM-KANÜLE

DETACHABLE BASKET / KORB ABNEHMBAR

Ø TUBE / ROHR	180 mm	160 mm
3,3 mm	MNM-1	MNM-2
5,0 mm	MNM-3	MNM-4

DETACHABLE BASKET / KORB ABNEHMBAR

Ø TUBE / ROHR	95 mm	80 mm
3,3 mm	MNM-5	MNM-6
5,0 mm	MNM-7	MNM-8



Ø TUBE / ROHR	210 mm	180 mm	150 mm
3,3 mm	MNL-2	MNL-1	MNL-3
5,0 mm	MNL-5	MNL-4	MNL-6

GRECO

PEDIATRIC
PÄDIATRISCH



VENTRICULAR SUCTION CANNULA FOR 1/4" TUBE
VENTRIKELSAUGER FÜR 1/4" SCHLAUCH



Ø 6 mm
L 23 mm
MKN-8



Ø 7 mm
L 25 mm
MKK-5



PEDIATRIC VENTRICULAR SUCTION CANNULA
KINDER-VENTRIKELSAUGER



1/4



1/4



Ø 16 mm	9 x 12 mm
MCC-0	MCC-1



1/4

HEPARIN CANNULA
HEPARIN KANÜLE

Ø TUBE ROHR	LENGTH LÄNGE		
	48 mm	55 mm	160 mm
1,2 mm	HAH-9	HAJ-2	—
2,0 mm	—	—	HAJ-3

MALLEABLE
BIEGSAM


Ø TUBE ROHR		
1,2 mm	VAD-3	VAD-4
1,5 mm	VAD-5	VAD-6
2,0 mm	VAD-0	—



1/4

BUTTONED CANNULA
KOPFKANÜLE
80 mm

VASCULAR IRRIGATOR
VASKULARSPÜLKOPF



TUBE / SCHLAUCH
← Ø = 1,5 mm →

TUBE / SCHLAUCH
← Ø = 2,0 mm →

LUER-LOCK ADAPTER
LUER-LOCK-ANSATZ



Your Distributor
Ihr Vertriebspartner

Please note that not all products are available in every country.
Wir weisen darauf hin, dass einzelne Produkte oder Produktgruppen in manchen Ländern nicht verfügbar sein können.

The dimensions listed in the catalog are nominal measurements. Actual values may differ slightly due to variations in production.
Bei denen im Katalog angegebenen Maßen handelt es sich um Nennmaße. Die tatsächlichen Werte können fertigungsbedingt abweichen.